

Reise-Transport-Rollstuhlserie
G-Lite Pro 24" & G-Logic 24"



UHC GmbH

**Verladegewicht
nur 7,5 kg**

G-Logic
CHF 780.00

G-Lite Pro
CHF 570.00

**Gesamtgewicht
nur 11,5 kg**



Die idealen Reisebegleiter – G-Lite Pro & G-Logic

G-Lite Pro 24" & G-Logic 24"



UHC GmbH

Merkmale auf einen Blick:

- Rahmen, Kreuzstrebe und Anbauteile aus Alu
- Sitzhöhe 54 cm
- Sitztiefe 42 cm
- Rückenhöhe 42 cm
- Seitenteile **höhenverstellbar**
- Beinstützen abnehmbar, abschwenkbar
- Abklappbarer Rücken
- Bremse für Begleitperson (nur G-Logic 24")
- Rahmenfarbe silber
- Garantie 2 Jahre



Die Reise-Transport-Rollstuhl-Serie G-Lite Pro 24" und G-Logic 24" zeichnen sich durch die solide Verarbeitung und technisch perfekte Konstruktion aus. Der G-Lite Pro ist mit großen 24"-Hinterrädern ausgestattet, der G-Logic 24" verfügt über 24" Hinterrädern mit Begleiterbremse. Das geringe Gewicht macht diese Rollstühle zum idealen Begleiter auf allen Reisen.



Maße und Gewichte

Sitzbreite	40 / 45 / 50 cm
Sitztiefe	42 cm
Sitzhöhe	54 cm
Rückenhöhe	42 cm
Gesamtbreite G-Lite Pro 24"	SB +22 cm
Gesamtbreite G-Logic 24"	SB +22 cm
Gesamtlänge (ohne BS / mit BS)	81 / 108 cm
Gesamthöhe (im Betrieb / Rücken abgeklappt)	95 / 74 cm

Gewicht G-Lite Pro 24"	11,0 kg
Gewicht G-Logic 24"	11,5 kg
Verladegewichte:	
Gewicht G-Lite Pro 24" (ohne BS, PO, Räder 24")	7,0 kg
Gewicht G-Logic 24" (ohne BS, PO, Räder 24")	7,5 kg
Belastbarkeit bis	113 kg

BS = Beinstützen
PO = Sitz- und Rückenpolster

Preise in CHF und exkl. MwSt, Änderungen vorbehalten, gültig bis 31.12.2019

Vertrieb durch:

D-76316 Malsch

Vertrieb für die Schweiz:

Novomed GmbH

Ringstrasse 9

CH-4123 Allschwil

Tel 061 383 13 00

kundendienst@novomed.ch



UHC GmbH

We care



Hersteller:

Van Os Medical B.V.

Koperslagerij 9

NL-4651 Steenbergen