

Fauteuil roulant pour enfant  
Excel G3 Paediatric

# G3 Paediatric



❖ Modèle de base 1240.00

Image: Coussin et repose pieds relevables en option

# Excel G3 Paediatric



## Equipement de base:

- Cadre en tube d'acier, revêtu
- Couleur de cadre gelb
- Largeur de siège 30 - 35 cm
- Profondeur de siège 30 - 35 cm
- Hauteur de siège 43 - 40 cm
- Hauteur du dossier réglable de 38 bis 42 cm
- **Poignées à pousser réglable à l'hauteur**
- Accoudoirs amovibles, pivotants
- **Les repose-pieds réglable à l'hauteur**
- **Roulettes anti-basculement**
- Capacité de charge jusqu'à 75 kg



## Options:

- Porte canne 45.00
- Ceinture de sécurité 45.00
- Coussin 5cm 63.50



*Accoudoir standard, amovible, pivotant*



*Repose-pieds relevables en option*



*Poignées à pousser réglable à l'hauteur*

Dimensions et poids	Largueur siège	Hauteur siège	Profondeur siège	Hauteur dossier	Largueur totale	Largueur plié	Hauteur totale	Longueur totale	Hauteur Accoudoir	Poids de transport*	Charge max
G3 pédiatrique	30		30	38-42	50	31	84-87	83	20	10	75
	35	40-43	35	38-42	55	31	84-87	83	20	10	75

\*Poids de transport sans accoudoirs et roues arrières

Prix brut recommandés en CHF, excl. TVA sous réserve de modifications, jusque 31.12.2018

Vertrieb durch:

**D-76316 Malsch**

**Distribution pour la suisse:**

**Novomed GmbH**

Ringstrasse 9

CH-4123 Allschwil

Tel 061 383 13 00

kundendienst@novomed.ch



**UHC GmbH**



Hersteller:

Van Os Medical B.V.

Koperslagerij 9

NL-4651 Steenbergen