

Outdoor-Rollator
TREXX



TREXX



TREXX



Flexibel, leicht, zuverlässig, in markantem Design
Der ideale Begleiter im Außenbereich

TREXX



UHC GmbH

Merkmale auf einen Blick:

- Stabiler Rahmen aus Aluminium
- Lieferbar in 3 Farben
- Sitz aus Echt-Leder braun (optional Nylon schwarz)
- Speichen-Räder mit rot-metallic Designfelgen und pannensicherer Softbereifung
- Radgröße vorne: 290 mm / hinten: 230 mm
- Schiebegriffhöhe 86-98 cm verstellbar
- Breiter Rückengurt serienmäßig
- Stockhalter und Einkaufstasche serienmäßig
- Faltbar zum leichten Transport
- Garantie 2 Jahre



Der TREXX zeichnet sich durch seine extra-großen Räder und seine technisch perfekte Konstruktion aus. Durch seinen einfachen Faltmechanismus lässt sich der TREXX bequem in jedem Auto unterbringen. Die abnehmbare Einkaufstasche macht diesen Rollator zum unentbehrlichen Begleiter im Haushalt, beim Einkauf und auf Reisen.



classic-schwarz



edel-weiß



avantgarde-grau

Maße und Gewichte

| | |
|------------------------------|------------|
| Breite | 61 cm |
| Länge | 76 cm |
| Sitzbreite | 45 cm |
| Sitzhöhe | 61 cm |
| Schiebegriffhöhe verstellbar | 86 - 98 cm |

| | |
|------------------------|--------|
| Breite, gefaltet | 26 cm |
| Länge, gefaltet | 76 cm |
| Belastbarkeit bis | 130 kg |
| Gewicht (ohne Zubehör) | 7,2 kg |

Preise in CHF und exkl. MwSt, Änderungen vorbehalten, gültig bis 31.12.2019

Vertrieb durch:



UHC GmbH

D-76316 Malsch
Vertrieb für die Schweiz:
Novomed GmbH
Ringstrasse 9
CH-4123 Allschwil
Tel 061 383 13 00
kundendienst@novomed.ch

We care



Hersteller:
Van Os Medical B.V.
Koperslagerij 9
NL-4651 Steenbergse