

Multifunktions-Rollstuhl  
1.010 GEO

1.010 GEO

- ❖ Sitzbreiten 40 / 45 / 50 cm 1650.00
- ❖ Sitzbreite 53 cm 1750.00



HMV-Nr. 18.50.02.7054




Multifunktions-Rollstuhl  
Multifunktionell, anpassfähig und bequem – 1.010 GEO

# 1.010 GEO



## Merkmale der GEO-Serie:

- Rahmen und Anbauteile aus Alu-Legierung
- Sitzhöhen von 50 - 53 cm (Standard 53 cm)
- Sitztiefe von 44 - 52 cm (Standard 44 cm)
- Rückenhöhe von 50 - 65 cm
- Seitenteile höhenverstellbar und abnehmbar
- Beinstützen winkel- und höhenverstellbar, abnehmbar
- Fußplatten winkelverstellbar
- Schiebebügel winkelverstellbar
- Anatomisch geformte Sitz- und Rückenpolster mit Inkontinenzbezügen
- Rahmenfarbe silber metallic



Höhenverstellbare Seitenteile



Aluminium-Rahmen aus Ovalrohr



Kopfstütze und Pelotten optional

Maße und Gewichte	Sitzbreite	Sitzhöhe	Sitztiefe	Rückenhöhe	Gesamtbreite	Ges. breite gefaltet	Gesamthöhe <sup>1</sup>	Gesamtlänge	Seitenteilhöhe	Transportgewicht <sup>2</sup>	Belastbarkeit
1.010 GEO	40	50-53	44-52	50-65	64	---	103	118	18-24	28/36	150
	45	50-53	44-52	50-65	69	---	103	118	18-24	28/36	150
	50	50-53	44-52	50-65	74	---	103	118	18-24	28/36	150
	53	50-53	44-52	50-65	79	---	103	118	18-24	28/36	150

<sup>1</sup> Gesamthöhe bei Standard-Sitzhöhe 53 cm und Standard-Rückenhöhe 50 cm

<sup>2</sup> Transportgewicht ohne/mit: Seitenteile, Beinstützen / Transportgewicht ohne/mit: Seitenteile, Beinstützen, Hinterräder

Preise in CHF und exkl. MwSt, Änderungen vorbehalten, gültig bis 31.12.2019

Vertrieb durch:



UHC GmbH

D-76316 Malsch  
Vertrieb für die Schweiz:

**N**ovomed GmbH

Ringstrasse 9  
CH-4123 Allschwil  
Tel 061 383 13 00  
kundendienst@novomed.ch



Hersteller:

**UNIROLL**

Uniroll GmbH  
Daimlerstr. 12  
D-76316 Malsch