


KATALOG

2021



01 - Widerstandstraining

4



03 - Körperübungen

14



05 - Fitness

22



07 - Messgeräte

29



02 - Hand Therapie

10



4 - Wellness

18



06 - Kraft

28



FÜHREND IN TECHNOLOGIE

Was ist Snap-Stop®?

Snap-Stop® Macht das Trainieren mit Latexbändern viel sicherer. Diese einzigartige Eigenschaft verhindert ein plötzliches Reißen, selbst wenn es zu einem Schnitt oder einer Einstichstelle kommt. Beim Training mit einem widerstandsfähigen Übungsband muss das Band extrem hohe Spannungen aushalten. Ein kleiner Schnitt kann eine große Folge haben...



MoVeS Bänder sind einzigartig in ihrem Bereich. Dank der umfangreichen Forschung und Entwicklung wurde ein innovatives Produktionsverfahren erreicht: Bei richtiger Anwendung reißt das Latexband auch bei hohen Kräften nicht plötzlich. Dies gilt weder für ein sehr altes Band, noch für ein Band, das längere Zeit im Freien gelegen hat, noch für ein missbrauchtes Band. Die Verwendung eines frischen und sauberen Bandes wird empfohlen.



Snap-Stop® für sicheres Widerstandstraining.

MoVeS
Snap-Stop®

Made in Malaysia



Die Produktion der MoVeS-Latexprodukte beginnt tief in den feuchten Wäldern von Malaysia, die besten und stärksten Bäume den natürlichen Latexgummi liefern, der von einer milchigen Flüssigkeit zu Ihrem bevorzugten widerstandsfähigen Übungsband verarbeitet wird. Wenn ein Baum 5 - 6 Jahre alt ist, kann die Ernte beginnen: Einschnitte werden orthogonal in die Rinde des Baumes, gerade tief genug, um die die Latexgefäße an-zuzapfen, ohne das Wachstum des Baumes zu verletzen. Die Flüssigkeit wird in kleinen Eimern aufgefangen, der als Gummizapfen bekannt ist.

Wussten Sie, dass Gummibäume Treibhausgase bekämpfen und damit die globale Erwärmung verlangsamen? Außerdem hilft die Latexernte, die Abholzung von Wäldern zu verhindern.

natural
100%
biodegradable

"Deshalb verwenden wir selbstbewusst den Begriff 'Premiumqualität', wenn wir von MoVeS sprechen."

Für MoVeS-Bänder wird nur der beste Qualitätslatex ausgewählt. Die Produktion erfolgt unter ständiger Aufsicht eines Teams von Wissenschaftlern, um eine einwandfreie Produktqualität zu gewährleisten. Die Latexplatten werden produziert, gepudert, gewaschen, getrocknet und auf die exakte Breite geschnitten. Die verwendete Pulvermenge liegt unter dem Grenzwert von $2\text{mg}/\text{dm}^2$, was die MoVeS-Bänder offiziell puderfrei macht. Jede produzierte Charge von Latexbändern wird von unseren Wissenschaftlern durch eine Reihe von Laborexperimenten akribisch geprüft: Farbcodierung, Trockenheit, Zugfestigkeit, Reißfestigkeit, Schnappfestigkeit, ... Während des Walzprozesses wird eine 100%ige Sichtkontrolle auf beiden Seiten des Bandes durchgeführt. Tatsächlich wurde jedes MoVeS-Produkt, bevor es das Werk verlässt, vollständig analysiert, geprüft und untersucht, um eine erstklassige Produktqualität zu gewährleisten.



MoVeS-Bänder sind qualitativ hochwertige, puderarme (tatsächlich weniger als 2mg/dm², also offiziell puderfrei) latexresistente Übungsbänder. Das einzigartige Snap-Stop® Herstellungsverfahren macht dieses Produkt extrem reissfest. Die Verwendung der MoVeS-Bänder für Widerstandsübungen erzeugt sowohl positive als auch negative Kräfte auf die Muskeln und verbessert den Bewegungsumfang, die Kraft und die Zusammenarbeit der Muskelgruppen. Die 8 verschiedenen Widerstandsstufen werden durch die Dicke des Bandes bestimmt. Die MoVeS-Bänder sind in 5 Längen erhältlich und werden mit einer farbigen Anleitung geliefert. Das Band hat eine Breite von +/- 127 mm.

Spender 25 Bänder à 1,5 m in einer formschönen Spenderbox. Jedes Band wird in einem separaten Polybeutel geliefert.

- 1,5m 10 vorgeschnittene Bänder mit demselben Widerstand oder 5 Stück mit unterschiedlichen Widerständen (gelb,rot,grün,blau und schwarz).
- 2,5m 10 vorgeschnittene Stücke mit gleichem Widerstand oder 5 Stücke mit unterschiedlichem Widerstand (gelb, rot, grün, blau und schwarz).
- 5,5m Eine kleine Rolle von unserem Premium-Band. 22,5m Eine mittlere Rolle von unserem Premium-Band. 45,5m Eine grosse Rolle von unserem Premium-Band.



*Natural
100%
biologisch abbaubar*

Farbe	TOTAL KG / DEHNUNG %				
	50%	100%	150%	200%	250%
Gelb	1,0	1,3	1,5	1,9	2,3
Rot	1,5	2,0	2,5	3,2	3,7
Grün	1,6	2,5	3,0	3,5	4,1
Blau	2,2	3,0	3,6	4,4	5,2
Schwarz	2,5	3,4	4,0	4,9	6,1
Silber	4,1	5,8	7,2	7,9	9,5
Gold	5,8	7,9	10,0	12,0	14,0

Beutel (10-pack)
1,5m / 2,5m



Box mit einer Rolle
5,5m / 22,5m / 45,5m



PLASTIC
FREE



Farbe	Widerstand	MOVES BAND					
		1,5m Spender 25Stk	1,5m 10-pack	2,5m 10-pack	5,5m Box Kleine Rolle	22,5m Box Mittler Rolle	45,5m Box Grosse Rolle
Braun	Extra leicht	n/a	n/a	n/a	01-100501	n/a	01-104501
Gelb	Leicht	01-100102	01-101502	01-100202	01-100502	01-102202	01-104502
Rot	Medium	01-100103	01-101503	01-100203	01-100503	01-102203	01-104503
Grün	Stark	01-100104	01-101504	01-100204	01-100504	01-102204	01-104504
Blau	Extra stark	01-100105	01-101505	01-100205	01-100505	01-102205	01-104505
Schwarz	Spezial stark	01-100106	01-101506	01-100206	01-100506	01-102206	01-104506
Silber	Super stark	n/a	01-101507	01-100207	01-100507	01-102207	n/a
Gold	Ultra stark	n/a	n/a	n/a	01-100508	01-102208	n/a
Set à 5 Wderständen (gelb zu schwarz)		n/a	01-101511 (5-pack)	01-100211 (5-pack)	n/a		n/a

Snap-Stop®

MoVeS Band Latex-Frei



Dank der Technologieführerschaft bietet MVS ein latexfreies Übungsband mit Eigenschaften an, die noch nie so nah an seinem Latex-Pendant waren. Mit einer aussergewöhnlichen "Widerstand vs. Dehnung"-Linearität ist MVS überzeugt, dass das MoVeS Latex-Free Band das beste Produkt ist, um die Bedürfnisse des Benutzers zu erfüllen.

Endlich können auch Menschen, die kein Latex vertragen, mit den gleichen hochwertigen Spezifikationen trainieren. MoVeS Latex-Free Bänder bestehen aus hochwertigem thermoplastischem Elastomer (TPE), sind also ungiftig und komplett PVC- und phthalatfrei (frei von Weichmacher).

Die 5 verschiedenen Widerstandsstufen werden durch die Dicke des Bandes bestimmt. Diese Bänder sind in 3 Längen erhältlich und werden mit einer farbigen Anleitung geliefert. Das Band hat eine Breite von +/- 100 mm.

1,5m 10 vorgeschnittene Bänder mit gleichem Widerstand oder 5 Stück mit unterschiedlichem Widerstand (gelb,rot,grün,blau und schwarz).

5,5m Eine kleine Rolle aus latexfreien Band.

45,5m Eine grosse Rolle aus latexfreien Band.

*TPE
frei von Weichmacher*

Farbe	TOTAL KG / DEHNUNG %					
	50%	100%	150%	200%	250%	300%
Gelb	1,3	1,7	1,9	2,3	2,8	3,2
Rot	1,4	1,9	2,2	2,6	3,0	3,5
Grün	2,0	2,5	3,0	3,4	4,0	4,5
Blau	2,3	3,0	3,4	3,9	4,7	5,5
Schwarz	2,4	3,4	3,9	4,3	5,1	6,1



Beutel (10-pack)
1,5m



Box mit einer
Rolle 5,5m



Box mit einer Rolle
45,5m



Farbe	Widerstand	MOVES LATEX-FREI BAND		
		1,5m 10-pack	5,5m Box Kleine Rolle	45,5m Box Grosse Rolle
Gelb	Leicht	01-121502	01-120502	01-124502
Rot	Medium	01-121503	01-120503	01-124503
Grün	Stark	01-121504	01-120504	01-124504
Blau	Extra stark	01-121505	01-120505	01-124505
Schwarz	Special stark	01-121506	01-120506	01-124506
Set à 5 Widerständen (gelb zu schwarz)		01-121511 (5-pack)	n/a	n/a


Latex-Free

Das MoVeS Seil ist ein hochwertiger Schlauch, der durch ein intensives Tauchverfahren entsteht. Das Tauchverfahren garantiert einen mehrschichtigen Schlauch, der ein starkes und sicheres Trainingsprodukt gewährleistet. Gepresste Schläuche sind sehr anfällig für Beschädigungen und können leicht brechen, dies ist bei mehrschichtigen Schläuchen nicht der Fall.

MoVeS Seile sind als gebrauchsfertiges Produkt - 120cm Länge mit Griffen direkt aus einem Polybeutel - und als Rollenware - 7,5m oder 30m verpackt in einem schön gestalteten Karton - erhältlich. Die Tabelle unten zeigt die aussergewöhnliche Festigkeit zur Dehnungslinearität der Schläuche.

Farbe	TOTAL KG / DEHNUNG %					
	50%	100%	150%	200%	250%	300%
Gelb	1,0	1,5	1,9	2,3	2,9	3,6
Rot	1,4	2,0	2,5	2,8	3,4	4,0
Grün	2,4	3,4	4,0	4,9	5,5	6,5
Blau	2,9	3,9	4,7	5,6	5,9	7,4
Schwarz	3,4	4,4	5,4	6,2	7,1	8,1
Silber	4,0	5,4	6,5	7,7	8,1	9,5

Kombinierbar mit den Safety Griffen für besseren Halt



MoVeS Seile mit Griffen sind sehr nützlich bei der Physiotherapie und beim Muskeltraining. Diese hohe Qualität und die belastbaren Seile wurden geschaffen, um alle Muskeln Ihres Körpers zu trainieren und die Körperflexibilität zu verbessern. Die leichteren Widerstände sind perfekt für die Physiotherapie oder ein leichtes Work-out, während die höchsten Widerstände für den trainierten Sportler gedacht sind.



Box mit Rollen
7,5m / 30m



Ein 30m-Karton enthält maximal 3 einzelne Stücke. Die minimale Länge von 1 Stück beträgt 4 m.



Beutel mit
120cm Griff



Farbe	Widerstand	MOVES SEILE		
		120cm mit Griffen	7,5m Rolle	30m Rolle
Gelb	Leicht	01-200102	01-200702	01-203002
Rot	Medium	01-200103	01-200703	01-203003
Grün	Stark	01-200104	01-200704	01-203004
Blau	Extra stark	01-200105	01-200705	01-203005
Schwarz	Special stark	01-200106	01-200706	01-203006
Silber	Super stark	01-200107	01-200707	01-203007



MoVeS Breite Schlaufen



Es gibt breite Schlaufen (7,5cm) neben den normalen Schlaufen (2,5cm) mit den gleichen Widerständen an. Manche Anwender bevorzugen die breiteren Schlaufen, um die Kräfte gleichmässiger auf ihre Körperteile zu verteilen, während andere die dickeren schmalen Schlaufen bevorzugen, die sich beim Dehnen nicht aufrollen.

Breite Schlaufen sind ebenfalls mehrlagig und in 6 Widerständen erhältlich: von Extra leicht (Braun) bis Special stark (Schwarz).

MoVeS Breite Schlaufen:

Hochwertig, kostengünstig und einfach in der Anwendung!
 Länge flach hingelegt: 30cm
 Breite: 7,5cm
 Eine Einheit enthält 10 einzeln verpackte Stück der gleichen Farbe/Widerstand



mehrlagig



Farbe	Widerstand	MOVES SCHLAUFE	EINHEIT
Braun	Extra leicht	01-100071	10 Stk
Gelb	Leicht	01-100072	10 Stk
Rot	Medium	01-100073	10 Stk
Grün	Stark	01-100074	10 Stk
Blau	Extra stark	01-100075	10 Stk
Schwarz	Special stark	01-100076	10 Stk



PLASTIC FREE



MoVeS Schlaufe



MoVeS Schlaufen sind sehr handliche und flexible Produkte. Es sind sehr effektive Hilfsmittel zur Dehnung und Kräftigung aller Muskelgruppen.

Die Schlaufen sind mehrschichtig, was zu einem haltbareren Produkt führt. Diese rollen sich beim Training nicht auf und vermeiden so das unangenehme Gefühl von dünneren Alternativen.


Sie sind in 6 Widerstandsklassen erhältlich: von Extra leicht (Braun) bis Special stark (Schwarz).

Das Schlaufen-Set kombiniert unsere beliebtesten Farben in einer kompakten Netztasche. Dieses erschwingliche Set ist sehr nützlich, um es überall hin mitzunehmen.

MoVeS Schlaufe:

Hochwertig, kostengünstig und einfach in der Anwendung!
 Länge flach liegend: 30cm
 Breite: 2,5cm

Eine Einheit enthält 10 einzeln verpackte Stücke der gleichen Farbe/Widerstand



Farbe	Widerstand	MOVES SCHLAUFE	EINHEIT
Braun	Extra leicht	01-100001	10 Stk
Gelb	Leicht	01-100002	10 Stk
Rot	Medium	01-100003	10 Stk
Grün	Stark	01-100004	10 Stk
Blau	Extra stark	01-100005	10 Stk
Schwarz	Special stark	01-100006	10 Stk
Set à 4 Widerständen (gelb bis blau) in Netztasche		01-100011	Set / 4 Stk

FARBE	TOTAL KG / DEHNUNG %					
	50%	100%	150%	200%	250%	300%
Braun	2,2	3,2	3,8	4,6	5,4	6,4
Gelb	2,8	4,0	4,8	5,8	6,8	8,0
Rot	3,4	4,8	5,8	6,8	8,0	9,2
Grün	4,4	6,4	7,8	9,2	10,8	12,4
Blau	5,0	7,2	9,0	10,8	12,6	14,4
Schwarz	6,1	8,9	11,0	13,0	15,0	17,3

MoVeS Schulterseilzug



Der MoVeS Schulterseilzug ist ein einfach zu bedienendes Gerät, das hilft, den Bewegungsumfang der Schulter zu erhöhen. Es kann zur Prävention und Rehabilitation von Schulterverletzungen eingesetzt werden. Dieser einfach zu bedienende Schulterseilzug kann in einer Türöffnung montiert werden.

RASTGRIFFE



Dieser MoVeS Schulterseilzug wird mit einer Umlenkrolle, einem Türanker, einem Nylonseil, einem Stoppersystem und Rastgriffen geliefert.

Die einzigartigen Rastgriffe ermöglichen es dem Benutzer, die Länge des Seils einfach durch den Griff einzustellen, während das revolutionäre Stoppersystem eine grossartige Hilfe für konsistentes und progressives Training ist.

ECO-PACK




Das ECO PACK ist in einem Beutel verpackt, mit Rastgriffen, aber ohne Stopper an der Nylonschnur.

HOLZ GRIFFE



Dieser MoVeS Schulterseilzug wird mit Umlenkrolle, Türanker, Nylonseil, Stoppersystem und Holzgriffen geliefert.

HAND SUPPORT



Dieser MoVeS Schulterseilzug wird mit Umlenkrolle, Türanker, Nylonseil, Stoppersystem und abnehmbarer Handstütze geliefert. Diese Handstütze ermöglicht es Patienten ohne Greifkraft, den Schulterseilzug zu benutzen.

Reference	Beschreibung
01-400101	MoVeS Schulterseilzug Türbefestigung Rastgriffe Stopper
01-400104	MoVeS Schulterseilzug Türbefestigung ECO PACK kein Stopper
01-400105	MoVeS Schulterseilzug Türbefestigung Holzgriffe Stopper
01-400103	MoVeS Schulterseilzug Türbefestigung Hand Support Stopper

MoVeS Flex-Ion



Die Federknöpfe des MoVeS Flex-Ion isolieren jeden Finger, so dass die starken Finger die schwächeren nicht kompensieren können. Das Ergebnis ist ein besserer, schnellerer und leichter zu kontrollierender Reha-Prozess. MoVeS Flex-Ion ist in 6 farbcodierten Einheiten mit graduellen Widerstand erhältlich. Dieser graduelle Widerstand hilft dem Therapeuten, den Fortschritt zu messen. Die ergonomische Basis sorgt für Komfort und Stabilität.

Erhältlich in 6 Farben/Widerständen



Farbe	Widerstand (1 Finger alle Finger LEVEL)	REFERENCE	EINHEIT
Braun	0,35kg 1,1kg	0	02-000101 1 Stk
Gelb	0,7kg 2,3kg	1	02-000102 1 Stk
Rot	1,4kg 4,5kg	2	02-000103 1 Stk
Grün	2,3kg 7,3kg	3	02-000104 1 Stk
Blau	3,2kg 10,4kg	4	02-000105 1 Stk
Schwarz	4,1kg 14,1kg	5	02-000106 1 Stk
MoVeS Flex-Ion Set 6 Widerstände 1 Display			02-000111 set
MoVeS Flex-Ion Leeres Display Metall			02-000121 1 Stk



Varigriff Therapie

Widerstand pro Finger einstellbar



Die Varigriff Therapie hat die Möglichkeit, die Spannung in jedem einzelnen Finger einzustellen, der Widerstand von jedem einzelnen Fingerknopf kann leicht angepasst werden. Der Widerstand kann je nach Bedarf des Patienten schrittweise erhöht werden, was eine Überkompensation und Überlastung minimiert. Der VariGrip ermöglicht dem Patienten einen stetigen Fortschritt zwischen den Widerstandsstufen.

Es stehen 5 verschiedene Widerstandsstufen zur Verfügung. Der jeweils höchste Widerstand eines VariGrips endet dort, wo der nächste VariGrip-Widerstand beginnt. Jedes andere Handtrainingsgerät steigert sich von Light (1,4kg) auf Medium (2,3kg). Das ist ein Unterschied von fast 70 %, der zu einer Überlastung der Muskeln und damit zu Verletzungen führen kann. Der nahtlose Übergang von einem VariGrip zum anderen, unterstützt durch den gepolsterten Finger- und Handflächenbereich, garantiert eine sichere Erholung und ein besseres Gefühl für Menschen mit Sensibilitätsproblemen.

Vergleich: VariGrip vs Digi-Flex® / Flex-Ion (kg pro Finger)

Varigriff	X-Leicht	Leicht	Medium	Stark	X-stark					
Digi-Flex® / Flex-Ion	0,7	1,4	1,4	2,3	2,3	3,2	3,2	4,1	4,1	n/a

Farbe	Widerstand (Bereich pro Finger)	LEVEL	REFERENCE
X-Leicht	0,7kg - 1,4kg	1	02-100102
Leicht	1,4kg - 2,3kg	2	02-100103
Medium	2,3kg - 3,2kg	3	02-100104
Stark	3,2kg - 4,1kg	4	02-100105
X-stark	4,1kg - 5,4kg	5	02-100106
Varigriff Set 5 Widerstände 1 Display			02-100107
Varigriff Set 1 Display			02-100108



Varigriff Sport



02-100304



02-100303

Widerstand pro Finger einstellbar

Varigriff Sport hat die patentierte Fähigkeit, das Spannungsniveau in jedem einzelnen Finger einzustellen, so dass der Benutzer ein individuelles Programm erstellen kann, um Ausdauer, Kraft und Geschicklichkeit für einzelne Finger sowie die gesamte Hand, das Handgelenk und den Unterarm effektiver aufzubauen und zu verbessern. VariGrip Sport ist das einzige Trainingsgerät seiner Art, das einen Kallus-BUILDER enthält, ideal für Kletterer, Turner, Gamer, Musiker und Sportler aller Leistungsstufen.

Reference	Beschreibung	Widerstand (kg)
02-100303	Varigriff Sport	2,3 - 4,1
02-100304	Varigriff Sport Pro	4,1 - 5,4

MoVeS Quetschball und Quetscheier



Der MoVeS Quetschball wurde entwickelt, um eine progressive Abfolge von 5 Farben zu ermöglichen. Er stärkt Hände, Finger und Unterarme und trainiert die Muskeln einzeln oder im Tandem. Der MoVeS Quetschball kann sowohl in der Reha als auch zum Sporttraining oder zum Stressabbau eingesetzt werden.

Das MoVeS Quetschei ist ergonomisch geformt und bietet ein hocheffektives Training für die Rehabilitation und Stärkung geschwächter oder verletzter Finger, Hände und Handgelenke. Da es klein und einfach zu bedienen ist, können Sie überall und jederzeit trainieren.

Verfügbare Farben/Widerstände: gelb, rot, grün, blau und schwarz.



Die MoVeS Quetschbälle und -eier helfen:

- zur Rehabilitation von post-operative/post-traumatischen Händen und Armen.
- zur Wiederherstellung der Funktion in Händen, Armen und Schultern nach einem Schlaganfall.
- zur Reduktion von Schmerzen und Steifheit in arthritischen Fingern, Händen und Handgelenken.
- zur Entspannung von verspannten, schmerzenden Muskeln und bauen Stress ab.
- zur Kräftigung alternder Hände und Arme.



Farbe	Widerstand	Level	QUETSCH BALL	QUETSCH EI
Gelb	Extra weich	1	02-030102	02-030202
Rot	Weich	2	02-030103	02-030203
Grün	Medium	3	02-030104	02-030204
Blau	Stark	4	02-030105	02-030205
Schwarz	Extra stark	5	02-030106	02-030206



Warum antimikrobielle Wirkstoffe?

Antimikrobielle Wirkstoffe töten Bakterien ohne Zusatzstoffe ab und widerstehen dem Wachstum von geruchsverursachenden Mikroben. MoVeS Komfort Knete enthält natürliche antimikrobielle Wirkstoffe ohne Zusatz von giftigen Chemikalien. Dieser Zusatz sorgt dafür, dass das MoVeS Komfort Knet-Material vom ersten Tag an das saubere, nicht fettende Gefühl behält. Günstigere Alternativen auf dem Markt enthalten diese Wirkstoffe nicht. Da sich auf den Händen des Patienten immer eine geringe Menge an Bakterien und anderen Mikroorganismen befinden wird und die Knete bei Raumtemperatur gelagert werden sollte, sind antimikrobielle Mittel ein Muss, um zu verhindern, dass die Knete zum idealen Nährboden für Bakterien und Pilze wird. Antimikrobielle Mittel verlängern die Lebensdauer des Produkts und verbessern seine Sauberkeit.



Nicht fettig

Hygienisch

Sauber

**Vorteile
Antimikrobielle
Wirkstoffe**

Dauerhaftigkeit

Geruchlos

Mehrfach verwendbar

MoVeS Komfort Knete



Die MoVeS Komfort Knete tut alles, was eine gute Knete tun sollte: Sie stärkt geschwächte Griffe durch Bewegung und wird für rehabilitative Übungen oder zum Stressabbau eingesetzt. Sie ist geruchsneutral, färbt nicht ab und hinterlässt keine Rückstände an den Händen des Patienten. MoVeS Komfort-Knete ist ungiftig, fettfrei, hypoallergen sowie gluten- und latexfrei. MoVeS Komfort-Knete ist in 6 Farben/Widerständen erhältlich.

Mit antibakteriellem Wirkstoff



Farbe	Widerstand	LEVEL	KOMFORT-KNETE	
			85g	454g
Weiss	Special weich	-1	02-090101	02-090401
Braun	Extra weich	0	02-090102	02-090402
Gelb	Weich	1	02-090103	02-090403
Rot	Medium	2	02-090104	02-090404
Grün	Stark	3	02-090105	02-090405
Blau	Extra stark	4	02-090106	02-090406



Theraflex Knete



Theraflex™ Knete stärkt geschwächten Griff durch Übung und wird für rehabilitative Übungen oder Stressabbau verwendet. Sie ist geruchlos, macht keine Flecken und hinterlässt keine Rückstände auf den Händen des Patienten. Theraflex™ Knete ist ungiftig, fettfrei, hypoallergen und latexfrei. Theraflex™ Knete ist in 5 Farben/Widerständen erhältlich.

Mit antibakteriellem Wirkstoff



Farbe	Widerstand	Level	THERAFLEX KNETE					
			57g	85g	113g	170g	454g	2,3kg
Braun	Extra weich	0	02-040001	02-040101	02-040201	02-040301	02-040401	02-040501
Gelb	Weich	1	02-040002	02-040102	02-040202	02-040302	02-040402	02-040502
Rot	Medium	2	02-040003	02-040103	02-040203	02-040303	02-040403	02-040503
Grün	Stark	3	02-040004	02-040104	02-040204	02-040304	02-040404	02-040504
Blau	Extra stark	4	02-040005	02-040105	02-040205	02-040305	02-040405	02-040505



Eingeschränkte Mobilität stellt 3 Herausforderungen dar:

- Halten Sie die Person in Bewegung;
- Verringern des Sturzrisikos;
- Verlust der Autonomie.

Wheeleo, die rollende Vierfussgehilfe, wurde entwickelt, um eine Lösung für diese 3 Herausforderungen zu bieten und bietet zusätzliche Vorteile:

- Einfache Handhabung, kein spezielles Training erforderlich;
- Das Gehen geht viel schneller als mit einer normalen Vierfussgehilfe;
- Sichereres Gehen als mit einer normalen Vierfussgehilfe, da ständiger Bodenkontakt besteht;
- Einhändige Benutzung bei gleichbleibendem Bodenkontakt; die andere Hand kann zum Bewegen eines Gegenstandes, zum Öffnen von Türen, ... verwendet werden.
- Minimaler Platzbedarf und perfekt für den Einsatz in Innenräumen, wo ein Rollator zu gross ist.
- Verstärkte Stabilität: Die Räder bieten ein Sicherheitssystem. Ein seitlicher Stoss führt zu einer seitlichen Bewegung, nicht zu einem Kippen/Sturz.



Wheeleo ist ein einzigartiger, vierbeiniger Rollstock, der zur Verbesserung der Mobilität eingesetzt wird. Er wurde mit dem Ziel entwickelt, Hilfe anzubieten, ohne die Behinderung seines Benutzers zu stigmatisieren.

Er macht das Gehen angenehmer und sicherer, was es dem Benutzer ermöglicht, seine Selbstständigkeit zu erhalten oder zu verbessern.

Wheeleo wird mit einer Hand bedient. Dank seiner 4 Räder müssen Sie ihn nicht anheben, was die Stabilität verbessert und das Risiko eines Sturzes verringert.

Wheeleo ist super einfach zu bedienen. Ultra-intuitiv, sein Benutzer wird es immer an der richtigen Stelle positionieren, um seine Stabilität und Balance zu gewährleisten.

Ein wichtiges Merkmal des Wheeleo ist, dass er keine Bremsen benötigt, um seinen Benutzer vor einem Sturz zu bewahren. Dank seines rollenden Designs wird der Wheeleo immer in die richtige Position für seinen Benutzer gebracht.

Wenn der Benutzer das Gleichgewicht verliert, schiebt er den Wheeleo automatisch in die richtige Position, die für ihn bequem ist, in die für ihn angenehme Position, ohne den Wheeleo anzuheben.

Das Hinzufügen von Bremsen wäre dasselbe wie das Ersetzen des Wheeleo durch malen Stock, weil die Bremsen würden die Räder blockieren. Als Konsequenz würde der Wheeleo kippen und sein Benutzer würde möglicherweise stürzen.



Rollende Vierfussgehilfe Wheeleo



Einstellbare Höhe

↕ 77,5 - 101,5cm

↔ 38 x 42cm

👤 120kg

Reference	Beschreibung
03-060101	Wheeleo



MoVeS Oxycycle 1 - Aktiv, magnetisch



Nur für **AKTIV-Training**
 Der OxyCycle 1 Pedaltrainer wird für Ober- und Unterkörperübungen verwendet. Der einstellbare Widerstand macht es zu einem grossartigen Produkt, um Ihre Arme und Beine progressiv zu stärken. Der OxyCycle 1 Pedal Exerciser verfügt über ein leichtes, kompaktes Design, einen einstellbaren Widerstand und ein Multifunktions-LCD-Display mit Anzeige von Scan, Zeit, Distanz, Kalorien und Drehzahl. Eine rutschfeste Matte und austauschbare Handgriff-pedale sind im Lieferumfang enthalten.

For home use only

- 50x46x38 cm
- 9 kg



Einstellbarer Widerstand

Das OxyCycle 1 wird mit Riempedalen und Handgriffpedalen geliefert.



Reference	Beschreibung
03-010101	MoVeS OxyCycle 1 Pedal Trainer



MoVeS Oxycycle Pedale



Alle Pedale sind austauschbar und passen zu OxyCycle 1, 2 & 3.

Riemen Pedal



Handgriff Pedal



Ganz-Fuss Pedal



Halb-Fuss Pedal

Reference	Beschreibung	Einheit
03-020101	MoVeS Riemen Pedal	Paar
03-020102	MoVeS Halb-Fuss Pedal	Paar
03-020103	MoVeS Ganz-Fuss Pedal	Paar
03-020201	MoVeS Handgriff Pedal	Paar



MoVeS OxyCycle 2 - Passive



For home use only



- 50x46x38 cm
- 8,5 kg
- 50 Hz
- 25 - 65 rpm
- 60 Watt Motor

Reference Beschreibung

03-010102 MoVeS OxyCycle 2 Pedal Trainer

Nur für PASSIVES Training

Der MoVeS OxyCycle 2 Pedaltrainer ist ein grossartiges Gerät für ein individuelles, stressarmes Training zu Hause. Die einstellbare Geschwindigkeitsstufe macht es zu einem grossartigen Produkt, um Ihre Arme und Beine progressiv zu stärken. Dieses Pedal-Trainingsgerät bietet ein schonendes Training zur Steigerung von Kraft und Flexibilität, ist vielseitig einsetzbar für Ober- und Unterkörper und verbessert die Durchblutung.

Es bietet bis zu 60 Watt motorisierte Unterstützung. Es hat genug Leistung, um eine konstante Rotationsgeschwindigkeit aufrecht zu erhalten, während günstigere Modelle nur einen 30-Watt-Motor haben. Ein Sicherheitsstopp verhindert Verletzungen im Falle eines Krampfes oder einer Muskelverspannung. Der MoVeS OxyCycle 2 hat ein leichtes, kompaktes Design, eine einstellbare Geschwindigkeit und ein Multifunktions-LCD-Display mit Anzeige von Scan, Zeit, Anzahl, Drehzahl und geschätztem Kalorienverbrauch. Eine rutschfeste Matte und austauschbare Handgriffpedale sind im Lieferumfang enthalten.


Das OxyCycle 2 wird mit Riemenpedalen und Handgriff Pedalen geliefert



MoVeS OxyCycle 3 - Active & Passive



For home use only



- 50x46x38 cm
- 8,5 kg
- 50 Hz
- 25 - 65 rpm
- 80 Watt Motor

Reference Beschreibung

03-010103 MoVeS OxyCycle 3 Pedal Trainer

Für AKTIVES und PASSIVES Training

Der MoVeS OxyCycle 3 Pedaltrainer ist ein grossartiges Gerät für ein individuelles, stressarmes Training zu Hause. Die einstellbare Geschwindigkeitsstufe und der Widerstand machen es zu einem grossartigen Produkt, um Ihre Arme und Beine progressiv zu stärken. Dieses Pedal-Trainingsgerät bietet ein schonendes Training zur Steigerung von Kraft und Beweglichkeit, ist vielseitig einsetzbar für Ober- und Unterkörper und verbessert die Blutzirkulation.

Es verfügt über einen zuverlässigen 80-Watt-Motor, der genug Leistung bietet, um eine konstante Drehgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten, während billigere Modelle nur einen 30-Watt-Motor haben.

Ein Sicherheitsstopp verhindert Verletzungen im Falle von Krämpfen oder Muskelverspannungen. Der MoVeS OxyCycle 3 hat ein leichtes, kompaktes Design, eine einstellbare Geschwindigkeit und einen einstellbaren Widerstand, einen 15-Minuten-Timer und ein Multifunktions-LCD-Display zur Anzeige von Scan, Zeit, Zählung, Gesamtzahl und Kalorienverbrauch. Eine rutschfeste Matte und austauschbare Handgriffpedale sind im Lieferumfang enthalten.

Das OxyCycle 3 wird mit Riemen Pedalen und Handgriff Pedalen geliefert





MoVeS Pedal Trainer



MoVeS Pedaltrainer sind ideal, um beeinträchtigte Muskelkraft wiederherzustellen, die Blutzirkulation zu verbessern und eine bessere Koordination der Beine oder Arme zu ermöglichen. Der Trainer kann auf einer Tischplatte als Armtrainer oder auf dem Boden für ein Training der Beine verwendet werden. Ein praktischer Widerstandsregler ermöglicht einen breiten Bereich von Pedalwiderständen für ein progressives Trainingsprogramm.

MoVeS Faltbarer Pedaltrainer

- Zusammenklappbar für kompakten Transport und Lagerung, einfacher Aufbau
- Pedalriemen in zwei Positionen einstellbar
- LCD-Anzeige (Zeit, Umdrehungen pro Minute, Gesamtumdrehungen und Kalorien)



Faltbar & LCD Anzeige

- 49x36x27 cm
- 2,3 kg



03-010203

MoVeS Standard Pedal Trainer | Premium Chrome

- Vormontiert
- Pedalriemen in zwei Positionen einstellbar
- Hochwertiges chrome finish



- 52x42x26 cm
- 2 kg

03-010201



MoVeS Standard-Pedaltrainer K/D

- Zerlegbar für kompakten Transport und Lagerung (nur 6 Schrauben zur Montage oder Demontage)
- Pedalriemen in zwei Positionen einstellbar
- Kostengünstig



- 51x41x28 cm
- 2,2 kg

03-010202



Reference	Beschreibung
03-010201	MoVeS Standard Pedal Trainer Premium Chrome
03-010202	MoVeS Standard Pedal Trainer K/D Weiss
03-010203	MoVeS Faltbarer Pedal Trainer+ LCD Anzeige

Triggerpunkt Rollen



Massagerollen werden verwendet, um Druck auf die Triggerpunkte der Muskeln auszuüben und die Spannung in den Muskeln zu lösen. Triggerpunkte sind oft die Ursache für verschiedene Schmerzen.

SCHAUMSTOFFROLLE MIT TRIGGERPUNKTEN



↕ 33cm
Ø 13cm



Die Mambo Max Schaumstoffrolle ist für eine tiefere Massage & Akupressur-Therapie konzipiert. Die Triggerpunkte ermöglichen ein tieferes Eindringen in die Muskeln, um Verspannungen und Schmerzen zu lösen und die Beweglichkeit zu verbessern. Sie hat auch eine bidirektionale Zone für Komfort beim Rollen entlang der Wirbelsäule. Die Schaumstoffrolle wird hauptsächlich für Stretching, Selbstmassage, Körperunterstützung und Stabilitätsübungen verwendet.

HOHLSCHAUMROLLE


Die Mambo Max Hohlschaumrolle kann Menschen, die unter lang anhaltenden Schmerzen leiden, leicht helfen. Sein dreidimensionales Muster mit verschiedenen Formen ahmt die Massage durch die Hände eines Therapeuten nach. Die grösseren Flächen ermöglichen eine oberflächliche Massage, während die kleineren Formen für eine tiefere Massage ausgelegt sind.



↔ 33cm
Ø 14cm



ERGONOMISCHE SCHAUMSTOFFROLLE




↔ 33cm
Ø 15cm



Die Mambo Max Ergonomic Schaumstoffrolle ist eine gebogene hohle Schaumstoffrolle, die mehr Übungen ermöglicht. Außer hin und her zu rollen, ist es möglich, seitliche Bewegungen zu machen. Es werden mehr Muskeln angesprochen, wodurch der Körper noch mehr gestrafft wird. Der weiche Schaumstoff in Kombination mit den Noppen ist perfekt für Triggerpunkt-Massagen. Die zentrale Rille reduziert den Druck auf die Wirbelsäule.

3-IN-1-SCHAUMSTOFFROLLE

Die Mambo Max 3-in-1 Schaumstoffrolle vereint 3 verschiedene Schaumstoffrollen in einem Paket. Der äußere Teil ist dank seiner glatten Oberfläche perfekt für eine oberflächliche Massage geeignet. Der zweite Teil hat Rillen, die für eine tiefere Massage und zur Ausübung von höherem Druck auf die Triggerpunkte verwendet werden können. Mit dem inneren Massagestab schließlich kann man hohen Druck auf schmerzende Muskeln ausüben, um die Blutzirkulation und die Erholungszeit der Muskeln zu verbessern. Dieser letzte Punkt ist auch als separates Produkt erhältlich: Der Mambo Max Massagestab.



↔ 46cm
Ø 15cm

↔ 46cm
Ø 10cm

↔ 46cm
Ø 4cm

MASSAGE STAB



Reference	Beschreibung
04-050101	Mambo Max Hohlschaumrolle
04-050102	Mambo Max Ergonomische Schaumrolle
04-050103	Mambo Max Schaumstoffrolle mit Triggerpunkten
04-050301	Mambo Max 3-in-1 Schaumstoffrolle
04-050201	Mambo Max Massage Stab



Dieses Yoga-Set besteht aus:

- 1 PVC Yoga Matte (173 x 61 x 0,4 cm)
- 2 EVA (Ethylene-vinyl Acetat) Schaum Yoga Blöcke (7,5 x 15 x 23 cm)
- 1 Yoga Band mit Schnalle (180 x 3,8 cm)



Reference	Beschreibung	Einheit
04-010201	Mambo Max Yoga Matte	1 Stk
04-010202	Mambo Max Yoga Block	5-Pack
04-010203	Mambo Max Yoga Band	1 Stk
04-010211	Mambo Max Yoga Set 1 Mat 2 Blocks 1 Band	Set

ex www Tritt Steine

Der rutschfeste 16 cm Mambo Max Tritt Stein ist ein erstaunliches Gerät, um Ihr Training aufzupeppen. Der Tritt Stein kann sowohl von Kindern als auch von Erwachsenen für Indoor- und Outdoor-Workouts verwendet werden, um das dynamische Gleichgewicht, das Körperbewusstsein und die Koordination zu verbessern. Er kann auch als Fussmassage-Gerät im Sitzen dienen.



Die Tritt-Steine gibt es jetzt in leuchtenden und kräftigen Farben: gelb, orange, rot, lila, blau und grün. Sie sind in Kartons pro 6 Stück verpackt und jedes Stück hat eine andere Farbe.



Reference	Beschreibung	Einheit
04-030141	Mambo Max Tritt-Steine	6-Pack

SOFT-BALL



Der Mambo Max Soft Ball ist ein aufblasbarer Ball, der für die Widerstandsarbeit bei Pilates verwendet wird. Er ist ein wunderbares Hilfsmittel, um den Fokus und die Energie für Ihr Training zu erhöhen.

Darüber hinaus, wenn leicht entleert, kann der Ball als weiche Stütze unter dem Kopf, Nacken, Füßen,

Rücken... verwendet werden. Jetzt in 3 verschiedenen Farben und Größen erhältlich, was eine Auswahl von 9 verschiedenen Soft-Balls ergibt.



Reference	Beschreibung
04-010105	Mambo Max Pilates Soft-Ball - 17-19 cm Grün
04-010113	Mambo Max Pilates Soft-Ball - 17-19 cm Blau
04-010107	Mambo Max Pilates Soft-Ball - 17-19 cm Schwarz
04-010115	Mambo Max Pilates Soft-Ball - 21-23 cm Grün
04-010123	Mambo Max Pilates Soft-Ball - 21-23 cm Blau
04-010117	Mambo Max Pilates Soft-Ball - 21-23 cm Schwarz
04-010125	Mambo Max Pilates Soft-Ball - 25-27 cm Grün
04-010103	Mambo Max Pilates Soft-Ball - 25-27 cm Blau
04-010127	Mambo Max Pilates Soft-Ball - 25-27 cm Schwarz

SCHAUM ROLLE

Die Mambo Max Schaum Rolle wurde für Pilates-Training und Wirbelsäulengymnastik entwickelt (Rückenbeschwerden) und besteht aus EVA (Ethylene-vinyl Acetat). Ideal für Gleichgewichts- und Stabilisierungsübungen. Schaumstoffrollen werden für Dehnungs- und Kraftübungen sowie zur Massage und Entspannung verwendet.



Ø 15 cm



Reference	Beschreibung
04-010102	Mambo Max Pilates Schaum-Rolle - EVA 90cm
04-010104	Mambo Max Pilates Schaum-Rolle - EVA 45cm

Ring

Fiberglas-Widerstandsübungsring aus Schaumstoff mit schaumstoffgepolsterten Griffen. Für Übungen, die sich auf Kraft, Gleichgewicht, Flexibilität und Körperhaltung konzentrieren. Der Mambo Max Pilates Ring fügt den Pilates-Übungen einen leichten Widerstand hinzu und hilft, bestimmte Muskelgruppen anzusprechen. Er wird oft verwendet, um die Arme und Oberschenkel zu straffen und die Kernkraft einer Übung zu erhöhen.

Ø 38 cm

Reference	Beschreibung
4-010101	Mambo Max Pilates Ring




Sitz-Kissen

Mambo Max Sitzkissen sind luftgefüllte Kissen für aktives und dynamisches Sitzen, die von Therapeuten empfohlen werden. Diese leicht zu transportierenden Luftkissen aktivieren die intrinsische Rumpfmuskulatur zur Unterstützung der Wirbelsäule und sind für jeden geeignet. Die Oberfläche der Sitzkissen lässt sich leicht mit Seife und Wasser reinigen.

*Kann als Gleichgewichts-
trainer verwendet werden*

Komfort Kissen 33
Ø 33cm
↓ 7cm
250kg



Weiche und komfortable Oberfläche



Nadelpumpe


Grosse Pumpe

Standard Kissen 37
Ø 37,5cm
↓ 7cm
200kg




eine glatte | eine sensitive Seite

Standard Kissen 33
Ø 33cm
↓ 7cm
200kg



eine glatte | eine sensitive Seite


Sitzkeil
□ 34cm
↓ 7cm
250kg



eine glatte | eine sensitive Seite


*Kann als Gleichgewichts-
trainer verwendet werden*

Luftkissen
Ø 32cm
↓ 7cm
200kg



eine glatte | eine sensitive Seite

Reference	Beschreibung
04-020301	Mambo Max Komfort Kissen 33 Blau + Nadelpumpe
04-020302	Mambo Max Komfort Kissen 33 Rot + Nadelpumpe
04-020303	Mambo Max Komfort Kissen 33 Schwarz + Nadelpumpe
04-021301	Mambo Max Komfort Kissen 33 Blau
04-021302	Mambo Max Komfort Kissen 33 Rot
04-021303	Mambo Max Komfort Kissen 33 Schwarz
04-020101	Mambo Max Standard Kissen 33 + Nadelpumpe
04-020102	Mambo Max Luftkissen + Nadelpumpe
04-020103	Mambo Max Standard Kissen 37 + Grosse Pumpe
04-020201	Mambo Max Keilkissen + Grosse Pumpe






Gymnastik Matten




Comfort Gym Matte
■ ■ ■ 140 x 60 x 1 (cm)




Latex frei

Xtra Comfort Gym Matte
■ ■ ■ 180 x 60 x 1,5 (cm)



Xtra Comfort Gym Matte
■ ■ ■ 180 x 100 x 1,5 (cm)



Die Mambo Max Gymnastik Matten bieten eine weiche Berührung und eine komfortable Trainingsumgebung. Sie sind perfekt für Fitnessstudio & Fitness. Rutschfeste, gut gepolsterte Oberfläche mit einer einzigartigen geschlossenen Zellstruktur. Die Matten sind mit Kunststoffringen im Abstand von 40 cm ausgestattet, so dass sie aufgehängt werden können, wenn sie nicht benutzt werden. Jede Matte wird mit einem praktischen Aufbewahrungs-/Trageband geliefert.

Die Comfort Gymnastik Matte ist in 3 beliebten Farben erhältlich: schwarz, blau und magenta.

Die 1,5 cm dicken Gymnastik Matten heißen jetzt "Xtra Comfort Gym Mat", um den zusätzlichen Komfort hervorzuheben, den sie im Vergleich zu dünneren Matten bieten. Sie sind weiterhin in den Breiten 60 cm und 100 cm erhältlich.



Die Mambo Max Gym Matten Wandhalter hält bis zu 10 Matten. Der Abstand zwischen den Stangen beträgt 40 cm.




Reference	Beschreibung
05-030001	Mambo Max Gym Matten Wandhalter für 10 Matten
05-030303	Mambo Max Komfort Gym Matten 140 x 60 x 1 (cm) Blau
05-030304	Mambo Max Komfort Gym Matten 140 x 60 x 1 (cm) Schwarz
05-030305	Mambo Max Komfort Gym Matten 140 x 60 x 1 (cm) Magenta
05-030101	Mambo Max Xtra Komfort Gym Matten 180 x 60 x 1,5 (cm) Rot
05-030102	Mambo Max Xtra Komfort Gym Matten 180 x 60 x 1,5 (cm) Grün
05-030103	Mambo Max Xtra Komfort Gym Matten 180 x 60 x 1,5 (cm) Blau
05-030201	Mambo Max Xtra Komfort Gym Matten 180 x 100 x 1,5 (cm) Rot
05-030202	Mambo Max Xtra Komfort Gym Matten 180 x 100 x 1,5 (cm) Grün
05-030203	Mambo Max Xtra Komfort Gym Matten 180 x 100 x 1,5 (cm) Blau

Aerobic Tritt



Der Schritt auf dem Aerobic Tritt ist eine Form der Aerobic, die weltweit von Millionen von Menschen praktiziert wird. Der Grund für seine Beliebtheit ist einfach: Er bietet ein großartiges Cardio-Training, ohne dass dafür viel Platz oder Ausrüstung benötigt wird.

Während das Ziel von Aerobic darin besteht, den Sauerstoffverbrauch des Körpers zu erhöhen, baut der Aerobic Tritt auf diesem Ziel auf und bietet ein intensiveres Training. Der Mambo Max Aerobic Tritt bietet diesen zusätzlichen Schub, indem er das Training durch das Treten auf die Plattform intensiviert. Er ist gelenkschonend und belastet die Gelenke nicht so stark wie Laufen oder Joggen.



96cm x 33cm
 ↓ 15-20-25cm 100kg



Reference	Beschreibung
05-070101	Mambo Max Aerobic Tritt

Ball Zubehör



Elektrische Pumpe



Grosse Pumpe




Nadelpumpe



Handpumpe



Fusspumpe



Ball Stapler mit Velcro Verschluss

Ball Stabilisator

Reference	Beschreibung	Einheit
05-020101	Mambo Max Ball Stabilisator	1 Stk
05-020102	Mambo Max Ball Stapler	3 Stk
05-020201	Mambo Max Grosse Pumpe 2x 120mm	1 Stk
05-020202	Mambo Max Hand Pumpe 2x 2000mm	1 Stk
05-020203	Mambo Max Nadelpumpe 8" - 100mm	1 Stk
05-020204	Mambo Max Fusspumpe	1 Stk
05-020205	Electric Compressor Pumpe NEW	1 Stk



Der Ballstabilisator erleichtert das Gleichgewicht.

Gymnastikball



350kg

Platzt nicht

Der Mambo Max Gymnastikball erhöht die Flexibilität, verbessert Kraft, Fitness und Körperhaltung. Das Training mit diesem Ball verbessert auch Ihr Gleichgewicht und Ihre Koordination. Alle Gymnastikbälle sind sicher vor dem Platzen, falls der Ball von einem scharfen Gegenstand durchstochen wird, wodurch das Verletzungsrisiko reduziert wird.

Dieser extrem haltbare Mambo Max Gymnastikball wird in einer Mambo Max Kartonverpackung geliefert, die den Gymnastikball, die grosse Pumpe enthält, Übungstafel, Stecker und Steckerentferner.



Umweltfreundliches PVC. Schwermetallgehalt in Übereinstimmung mit EN 71 Standards. Der Weichmachergehalt entspricht der EU-Richtlinie 2005/84/EG.

Ball Grösse	Farbe	Körpergrösse	Mambo Max Gymnastik Ball Box + grosse Pumpe
45cm	Gelb	< 125 cm	05-010102
55cm	Rot	125-150 cm	05-010103
65cm	Grün	150-175 cm	05-010104
75cm	Blau	175-185 cm	05-010105
85cm	Schwarz	185-200 cm	05-010106
95cm	Silber	> 200 cm	05-010107

Erdnussball



Platzt nicht

Der Mambo Max Erdnussball hilft Benutzern, die mit der Instabilität eines normalen Gymnastikballs zu kämpfen haben. Die Erdnussform bietet zusätzliche seitliche Stabilität, was mehr Vertrauen gibt, um mit Gymnastikbällen zu trainieren.



Grosse Pumpe



150kg

Der Mambo Max Erdnussball bietet ein berechenbareres Therapie- oder Fitnessstraining, da er nur in eine Richtung rollen kann. Dies ist sicherlich ein großer Vorteil für Kinder, ältere Menschen oder Personen, die eine Verletzung erlitten haben. Darüber hinaus ist der Erdnussball bei Schwangeren sehr beliebt und ein sehr hilfreiches Gerät während der Geburt. Ähnlich wie unser regulärer Mambo Max Gymnastikball, ist der Erdnussball sicher vor dem Platzen: Wenn der Ball durch scharfen Gegenstand durchstochen wird, platzt er nicht, was das Verletzungsrisiko reduziert.

Der Mambo Max Erdnussball wird in einer Mambo Max Karton-Verpackung geliefert, inklusive grosser Pumpe und Stecker.

Grösse	Farbe	Mambo Max Erdnussball + grosse Pumpe
50 x 100cm	Rot	05-011103

Balancier Brett



Das Mambo Max Balancier Brett ist ein effektives Hilfsmittel für Gleichgewichtstraining und Fitnessübungen. Stellen Sie sich auf die abgerundete Plattform und beginnen Sie zu balancieren. Es ist auch ein grossartiges Gerät, um Ihre Knöchel und Oberschenkelmuskeln zu stärken. Für ein intensiveres Gleichgewichtstraining können Sie Ihr Mambo Max Balancier Brett mit dem mitgelieferten Schraubaufsatz ergänzen.

Ø 42cm
 ↓ 5-8cm
 100kg



Reference	Beschreibung
05-040201	Mambo Max Balancier Brett

Holz Balancier Brett



Das Mambo Max Holz Balancier Brett ist Ihr perfekter Partner, wenn Sie Ihr Gleichgewicht auf einem ökologischen und hochwertigen Produkt verbessern wollen. Das Holz Balancier Brett ist in 3 Versionen erhältlich: Uni-Directional, Standard & Sport. Die unterschiedliche Form und der unterschiedliche Balancepunkt machen es möglich, 3 Produkte mit sehr unterschiedlichem Charakter und Schwierigkeitsgrad zu haben.

Kinder und ältere Menschen könnten ein Balancier Brett mit Drehpunkt als zu anspruchsvoll empfinden. Das Uni-direktionale Balancier Brett bietet mehr Sicherheit. Es ermöglicht dem Benutzer, die Körperstabilität zu verbessern, ohne Angst vor Stürzen zu haben.

Ein Uni-direktionales Balancier Brett bietet ein berechenbareres Training, da es nur in eine Richtung schwenken kann. Wenn das Balancier Brett auf den Kopf gestellt wird, können die Bögen als Liegestützgriffe verwendet werden. Sobald der Benutzer für die nächste Trainingsstufe bereit ist, ist das Balancier Brett.



Standard oder Sport ideal für den nächsten Schritte im Trainingsprozess.

Das Balancier Brett Standard ist niedriger als das Sport. Ausserdem reagiert es mit seinem sanfteren Drehpunkt ganz anders als das Sport. Es ist ein guter Mittelschritt zwischen dem Balancier Brett Uni-Directional und dem Balancier Brett Sport.

Das anspruchsvollste Balancier Brett ist unsere Sport-Version, die es, wie der Name schon sagt, zu einem echten Sport macht. Das Gleichgewicht zu finden und zu vermeiden, dass die Kanten den Boden berühren, ist schwer und erfordert den Einsatz aller Muskeln im Körper. Es ist eine grossartige und spassige Art, ein Ganzkörpertraining durchzuführen.


Uni: 40cm x 40cm / ↓ 10cm

 150kg



Standard: □ 40cm x 40cm / ↓ 6cm
 Max Neigung: 12,5°

 150kg



Sport: Ø 40cm / ↓ 9cm
 Max Neigung: 20°

 150kg



Reference	Beschreibung
05-040001	Mambo Max Holz Balancier Brett- Standard
05-040002	Mambo Max Holz Balancier Brett - Sport
05-040003	Mambo Max Holz Balancier Brett- Uni-directional

Balancier Pad



Dieses Schaumstoff-Balancier Pad bietet die komfortable Übungsumgebung, die für die Durchführung von verstärkenden Gleichgewichtsübungen benötigt wird. Seine weiche und damit instabile Oberfläche fordert den Benutzer heraus, die Fuss-, Knöchel- und Beinmuskulatur zu trainieren.



Me and my body
Mambo
Max



Erhältlich in 3 Varianten:

- 1 rechteckiges Winkelformkissen, 47 x 39 x 6 (cm), blau
- 1 rechteckige abgeschrägte Formauflage, 47 x 39 x 6 (cm), anthrazit
- 2 ovale Formauflagen, 37 x 22 x 6 (cm) - pro Paar verkauft

Reference	Beschreibung	Einheit
05-040301	Mambo Max Balancier Pad Rechteckig Blau	1 Stk
05-040303	Mambo Max Balancier Pad Rechteckig Anthrazit	1 Stk
05-040302	Mambo Max Balancier Pad Oval Blau	Paar

Balancier Trainer



Der Mambo Max Balancier Trainer ist für das Gleichgewichtstraining konzipiert. Mit ihm verbessern Sie Ihren Gleichgewichtssinn, Ihre Koordination, Reaktion und Motorik. Er ist auch ideal zum Muskeltraining geeignet. Der Mambo Max Balancier Trainer kann durch Aufblasen und Ablassen der Luft über das Ventil eingestellt werden. Er kann verwendet werden für liegende, kniende, sitzende und schreitende Bewegungen und kann mit anderen Trainingsgeräten kombiniert werden, um die Ihre Rehabilitation aufpeppen.

Me and my body
Mambo
Max

Kann als Sitz-kissen verwendet werden

Ø 45cm
 ↓ 16cm
 100kg



Ø 60cm
 ↓ 14cm
 100kg



Reference	Beschreibung
05-040102	Mambo Max Balancier Trainer 45
05-040103	Mambo Max Balancier Trainer 60

Balancier Brett Freeman

Das Mambo Max Balancier Brett Freeman ist ein effektives Hilfsmittel für das Gleichgewichtstraining. Stellen Sie sich auf die abgerundete Plattform und beginnen Sie zu balancieren. Dies ist eine grossartige Möglichkeit, Ihre Knöchel und Oberschenkelmuskeln zu stärken. Die Handgriffe an der Unterseite werden für das Balancieren und Training des Oberkörpers verwendet.

Me and my body
Mambo
Max



Ø 40cm
 ↓ 8cm
 100kg

Reference	Beschreibung
05-040202	Mambo Max Balancier Brett Freeman




Körper Twister



Der Mambo Max Körper Twister ist Ihr idealer Partner, um Ihre Oberschenkel, Taille und Hüften zu straffen. Während Sie Ihren Körper verdrehen, dreht sich die Scheibe unter Ihren Füßen und Gesäss, Bauchmuskeln und Beine werden trainiert.

Fahren Sie fort, Ihren Körper von einer Seite zur anderen zu drehen, um alle Muskeln in Ihrem Körper zu trainieren. Der Mambo Max Körper Twister ist auch ein effektives Produkt zur Verbesserung von Gleichgewicht und Koordination.

Ø 25cm
↓ 3cm
 100kg



Reference	Beschreibung
05-100101	Mambo Max Körper Twister




Gleichgewicht



Anfänger


Die Mambo Max Balancier Platte "Ekilibre" ist für das Gleichgewichtstraining konzipiert. Als Kombination aus Balancier Pad und Balancier Brett bietet sie das Beste aus beiden Welten. Es verbessert Ihren Gleichgewichtssinn, Ihre Koordination, Reaktion und Motorik. Sie kann für liegende, kniende, sitzende und schreitende Bewegungen verwendet werden und lässt sich mit anderen Trainingsgeräten kombinieren.



□ 60cm x 39cm
↓ 9cm
 100kg



Fortgeschritten



Ø 39cm
↓ 9cm
 100kg



Reference	Beschreibung
05-040501	Mambo Max Ekilibre Anfänger
05-040502	Mambo Max Ekilibre Fortgeschritten

Beschichtete Kurzhantel

Die Mambo Max Hanteln sind gusseiserne Hanteln, die mit Vinyl oder Neopren beschichtet sind. Die Vinylbeschichtung ist leicht abwaschbar oder kann mit einem Desinfektionsmittel auf Wasserbasis behandelt werden.

Die Neoprenbeschichtung ist mit einem Harzzusatz versehen, der den Hanteln ein scheuerndes Gefühl und eine bessere Griffbarkeit verleiht. Erhältlich in 7 Gewichten mit passendem Farbcode.

Die Hantelablage fasst 6 Hanteln.



Vinyl




Neopren



Beschreibung	Gewicht	Vinyl	Neoprene	Einheit
Mambo Max Kurzhantel	0,5kg	06-010102	06-010202	Paar
Mambo Max Kurzhantel	1,0kg	06-010103	06-010203	Paar
Mambo Max Kurzhantel	1,5kg	06-010104	06-010204	Paar
Mambo Max Kurzhantel	2,0kg	06-010105	06-010205	Paar
Mambo Max Kurzhantel	3,0kg	06-010107	06-010207	Paar
Mambo Max Kurzhantel	4,0kg	06-010108	06-010208	Paar
Mambo Max Kurzhantel	5,0kg	06-010109	06-010209	Paar
Mambo Max Kurzhantel Gestell			06-000101	1 Stk

SoftMeds

Mambo Max SoftMeds sind farbcodierte Handgewichtsbälle, die klein und flexibel genug sind, um sie mit einer Hand zu greifen, aber gross genug, um sie mit beiden Händen zu halten. Die weiche, biegsame Vinylhülle ermöglicht ein einfaches Halten und ist eine sichere und effektive Möglichkeit, Ihr Training mit Gewichtstraining zu ergänzen. Die Mambo Max SoftMeds sind vollständig aufgeblasen und sofort einsatzbereit, direkt nach dem Auspacken. Bei Bedarf kann der Luftdruck mit einer Nadelpumpe angepasst werden.



Reference	Gewicht	Beschreibung
06-040102	0,5kg	Mambo Max SoftMed braun
06-040103	1,0kg	Mambo Max SoftMed gelb
06-040104	1,0kg	Mambo Max SoftMed rot
06-040105	2,0kg	Mambo Max SoftMed Grün

Infrarot Thermometer

OHR- & STIRN-Thermometer

Das Infrarot-Thermometer wird zur Messung der Körpertemperatur mit zwei Funktionen verwendet: Ohr- und Stirntemperatur. Es ist für die medizinische Einheit und zu Hause geeignet.

- Schnelle und einfache Temperaturmessung durch fortschrittliche Infrarot-Technologie
- Messbereich zwischen 34.0°C~43.0°C
Genauigkeit; <35.0°C and >42.0°C = ±0.3°C
35.0°C~42.0°C = ±0.2°C
- 3- farbige Hintergrundbeleuchtung;
 - <37.4°C = Grün
 - 37.4°C~38.0°C = Gelb
 - >38.0°C = Rot
- Speicher-Modus
- Sowohl für Kleinkinder als auch für Erwachsene geeignet
- Einfache Bedienung und Reinigung
- Automatische Abschaltung nach 60 Sekunden
- 2 AAA Alkalibatterien



SHOTGUN Thermometer

Misst Ihre Körpertemperatur ohne direkten Kontakt mit der Haut. Kann zwischen 5-15 cm von der Haut entfernt messen.

- Detaillierte 34 Speicher mit Uhrzeit/Datum
- Reaktionszeit: 1 Sekunde
- Effektive Entfernung: 5-15cm
- Benutzerführung durch Infrarotstrahl
- Fieber Alarm



3- farbiges Hintergrundlicht

Reference	Beschreibung
08-070301	Infrarot Thermometer Ohr & Stirn-Autosensorik 2 x AAA
08-070303	Infrarot Thermometer Shotgun Stirn-Autosensorik 2 x AAA NEW



Blutdruckmessgerät



Das Blutdruckmessgerät wird zur Messung von Blutdruck und Pulsfrequenz verwendet. Es ist für Personen ab 12 Jahren geeignet.



Merkmale

- Grosses LCD-Display: 72mm x 43,5mm
- 2 Benutzer, 99 Speicherplätze pro Benutzer
- Zeichen für unregelmässigen Herzschlag
- Anzeige des Blutdruckniveaus in 4 Farben
- Durchschnitt der letzten 3 Aufzeichnungen
- Geringer Stromverbrauch
- Überdruckschutz
- Automatische Abschaltung



Reference	Beschreibung
-----------	--------------

08-070501	Blutdruckmessgerät + Manschette NEW
-----------	--

Fingerspitze Pulse Oximeter

Ein Pulsoximeter ist ein sehr wichtiges und gängiges Gerät zur Überprüfung der Blutsauerstoffsättigung (SpO2) und der Pulsfrequenz des Patienten. Als ein kleines, kompaktes, einfaches, zuverlässiges und langlebiges physiologisches Überwachungsgerät verbessert das Fingerspitze-Pulsoximeter die Patientenversorgung erheblich.



Oximeter für Erwachsene

Merkmale

- Zweifarbige OLED-Anzeigen SpO2, PR, Pulsbalken und Wellenform
- SpO2; Messbereich zwischen 70% ~99% Genauigkeit; $\pm 2\%$ auf der Stufe von 80% ~99%
- PR; Messbereich zwischen 30BPM~240BPM Genauigkeit; $\pm 1\text{BPM}$ oder $\pm 1\%$ (die größere)
- Anzeige für niedrigen Stromverbrauch
- 6 Anzeigemodi mit einstellbarer Helligkeit
- Automatisches Ausschalten
- AAA Alkalibatterien



JUNIOR-Oximeter

Wiederaufladbares Oximeter mit OLED-Bildschirm, speziell für Kinder entwickelt.

- Wiederaufladbar über USB-Kabelcable
- Zweifarbige OLED-Anzeige für SpO2, PR, Pulsbalken und Wellenform
- 4-Richtungs & 6-Modus-Anzeige für komfortable Ablesungen
- Einstellbarer Alarmbereich für SpO2 und Pulsfrequenz
- Einstellung von Menü-Funktionen (Signaltöne, etc.)
- Lithium-Batterie; automatische Abschaltung
- Schwerkraftfunktion, automatische Rotationsablesung möglich



Reference	Beschreibung
-----------	--------------

08-070201	Fingerspitze Pulse Oximeter Erwachsene OLED 2 x AAA
-----------	---

08-070202	Fingerspitze Pulse Oximeter Junior OLED Wiederaufladbar NEW
-----------	--



01 - Widerstandstraining	4
Was ist Snap-Spot MoVeS	4
Band	5
MoVeS Latex-Free Band	6
MoVeS Seil	7
MoVeS Breite Schlaufen	8
MoVes Schlaufe	8
MoVeS Schulterseilzug	9

03 - Körperübungen	14
Wheeleo	14
MoVeS Oxycycle 1	15
MoVeS Oxycycle Pedale	15
MoVeS Oxycycle 2	16
MoVeS Oxycycle 3	16
MoVeS Pedal Trainer	17

05 - Fitness	22
Mambo Gymnastic Matte	22
Mambo Aerobic Tritt	23
Mambo Gymnastic Ball	24
Mambo Erdnuss Ball	25
Mambo Balancier Brett	26
Mambo Balancier- Pad,- Trainer	26
Mambo Körper Twister Mambo	27
Gleichgewicht	27

07 - Messgeräte	29
Infrarot Thermometer	29
Shotgun Thermometer	29
Blutdruckmesser	30
Oximeter	30

02 - Hand-Therapie	10
MoVeS Flex-Ion	10
Varigriff Therapie	11
Varigriff Sport	11
MoVeS Quetschball , -eier	12
MoVeS Komfort Knete	13
MoVeS Theraflex Knete	13

4 - Wellness	18
Mambo Triggerpunkt-Rollen	18
Mambo Yoga	19
Mambo Tritt-Steine Mambo	19
Pilates /Softball /Schaumrolle /Ring	21
Mambo Sitzkissen	21

06 - Kraftgeräte	28
Mambo Kurzhantel	28
Mambo SoftMeds	28



Westdijk 150
2830 Tisselt (Willebroek) / Belgien

Vertrieb für die Schweiz:

Novomed GmbH

Ringstrasse 9 | 4123 Allschwil
Tel 061 383 13 00
Fax 061 383 13 01
email: kundendienst@novomed.ch
www.novomed.ch